

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Strisce di test per biossido di cloro HR

For fast determination with chemical reaction



- Senza pericoli
- Veloce
- Sempre a portata di mano
- Semi-quantitativa

N. ordine: 56S000550

### Industria

Altre industrie | Comuni

### Applicazione

Controllo disinfettante

### Strisce di test per biossido di cloro HR

I risultati delle strisce reattive forniscono risultati rapidi e puliti senza dover utilizzare reagenti o pastiglie. Grazie alla loro facilità d'uso, immersione e confronto, sono un'opzione apprezzata per applicazioni in cui la velocità e la semplicità sono fondamentali.

### Campo di misura

Test Name

Chlorine Dioxide LR

Campo di misura

0.5 - 100 mg/L ClO<sub>2</sub>