

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Strisce per rame 0,05-2 mg/l (25 pc.)

For fast determination with chemical reaction



- Senza pericoli
- Veloce
- Sempre a portata di mano
- Semi-quantitativa

N. ordine: 56S000625

Industria

Altre industrie

Applicazione

Acqua di raffreddamento

Strisce per rame 0,05-2 mg/l (25 pc.)

I risultati delle strisce reattive forniscono risultati rapidi e puliti senza dover utilizzare reagenti o pastiglie. Grazie alla loro facilità d'uso, immersione e confronto, sono un'opzione apprezzata per applicazioni in cui la velocità e la semplicità sono fondamentali.

Campo di misura

Test Name

Copper-Test Strips

Campo di misura

0.05 - 2 mg/L Cu