

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Strisce per pH 0-14 Plastica

For fast determination with chemical reaction



- Senza pericoli
- Veloce
- Sempre a portata di mano
- Semi-quantitativa

N. ordine: 56S001290

### Industria

Altre industrie

### Applicazione

Acqua di raffreddamento | Controllo disinfettante

### Strisce per pH 0-14 Plastica

I risultati delle strisce reattive forniscono risultati rapidi e puliti senza dover utilizzare reagenti o pastiglie. Grazie alla loro facilità d'uso, immersione e confronto, sono un'opzione apprezzata per applicazioni in cui la velocità e la semplicità sono fondamentali.

### Campo di misura

Test Name

Campo di misura

pH

0 - 14 pH