

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Chloridetestkit CD-2

Detectie in ketel-, koel- en bedrijfswater



- Snelle kwantitatieve bepaling
- Voor het onderzoek van ketelwater, koelwater en bedrijfswater
- Veld- en laboratoriumtests mogelijk
- Voordelig door goedkope navulinstallaties

Bestelnr.: 2418506

### Chloridetestkit CD-2

Deze testkits zijn speciaal ontwikkeld voor de analyse van ketel-, koel- en bedrijfswater. Zowel colorimetrische als titrimetrische methodes worden gebruikt. Elke testkit bevat alle benodigde chemische stoffen en hulpmiddelen in vloeibare of poedervormige vorm. De gedetailleerde instructies beschrijven de analyse stap voor stap. De levering vindt plaats in een robuuste en compacte kunststof koffer. Uiteraard zijn er voor alle testkits goedkope navulreagentia beschikbaar.

### Meetbereik

Test Name	Meetbereik
Chloride HR	1 drop = 50 or 25 Cl <sup>-</sup>

### Technische gegevens

Afmetingen	157 x 135 x 55 mm
Gewicht met verpakking	185 g

Omschrijving	Bestelnr.
Chloridenvulreagentia voor CD-2	2418507