

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Ortho-fosfaat testkit PO-3

Detectie in ketel-, koel- en bedrijfswater



- Snelle kwantitatieve bepaling
- Voor het onderzoek van ketelwater, koelwater en bedrijfswater
- Veld- en laboratoriumtests mogelijk
- Voordelig door goedkope navulinstallaties

Bestelnr.: 2418544

### Ortho-fosfaat testkit PO-3

Deze testkits zijn speciaal ontwikkeld voor de analyse van ketel-, koel- en bedrijfswater. Zowel colorimetrische als titrimetrische methodes worden gebruikt. Elke testkit bevat alle benodigde chemische stoffen en hulpmiddelen in vloeibare of poedervormige vorm. De gedetailleerde instructies beschrijven de analyse stap voor stap.

De levering vindt plaats in een robuuste en compacte kunststof koffer. Uiteraard zijn er voor alle testkits goedkope navulreagentia beschikbaar.

#### Noot volgens EU-verordening 2019/1148

Dit product wordt gereguleerd door Verordening (EU) 2019/1148: alle verdachte transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het betrokken nationale contactpunt. [https://ec.europa.eu/info/index\\_nl](https://ec.europa.eu/info/index_nl)

### Meetbereik

Test Name	Meetbereik
Phosphate (ortho)	2.5 - 25 mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>

### Technische gegevens

Afmetingen	157 x 135 x 55 mm
Gewicht met verpakking	137 g