

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Hardheid, carbonaat testkit KH-1

Detectie in ketel-, koel- en bedrijfswater



- Snelle kwantitatieve bepaling
- Voor het onderzoek van ketelwater, koelwater en bedrijfswater
- Veld- en laboratoriumtests mogelijk
- Voordelig door goedkope navulininstallaties

Bestelnr.: 2418713

Hardheid, carbonaat testkit KH-1

Deze testkits zijn speciaal ontwikkeld voor de analyse van ketel-, koel- en bedrijfswater. Zowel colorimetrische als titrimetrische methodes worden gebruikt. Elke testkit bevat alle benodigde chemische stoffen en hulpmiddelen in vloeibare of poedervormige vorm. De gedetailleerde instructies beschrijven de analyse stap voor stap.

De levering vindt plaats in een robuuste en compacte kunststof koffer. Uiteraard zijn er voor alle testkits goedkope navulreagentia beschikbaar.

Meetbereik

| Test Name | Meetbereik |
|--------------------|-----------------------|
| Hardness carbonate | 1 drop = 1 or 0.5 °dH |

Technische gegevens

Afmetingen 90 x 72 x 36 mm