

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



MINIKIT AF 417

Veelzijdige snelle tests voor een groot aantal toepassingen



- Eenvoudige hantering en nauwkeurige dosering
- Minimale houdbaarheid van 5 jaar op tabletten in aluminiumfolie
- Hoge analytische nauwkeurigheid
- Probleemloze verzending

Bestelnr.: 414170

Diverse testmethodes

Voor de MINIKIT's zijn verschillende testmethodes beschikbaar: Kies tussen handmatige testmethodes, de troebelheids- of tabletmethode of de zogenaamde snelheidstest.

Intuïtief gebruik

Professioneel of amateur: met de MINIKIT bereikt iedereen een foutloos en veilig resultaat.

Lange houdbaarheid

De in MINIKITs gebruikte reagentia hebben een houdbaarheid van 5 jaar. En het beste van alles, ze zijn niet onderworpen aan enige transportbeperkingen.

Direct bruikbaar

Naast de testkit in een vouwdoos wordt bij de levering ook een maatbeker, de benodigde accessoires en reagenstabletten voor ca. 30 tests meegeleverd.

Industrie

Gemeenten | Openbaar zwembad | Scheepvaart | Zwembadservice

MINIKIT AF 417

Ze zijn gebruiksvriendelijk en geschikt voor een de meest uiteenlopende wateranalysetoepassingen.

Dankzij verschillende testmethodes zijn de MINIKIT's vooral één ding: een betrouwbare metgezel.

Meetbereik

| Test Name | Meetbereik |
|-----------------------------------|-------------------|
| QAC (Qaternary ammonia compounds) | 20 - 500 mg/L QAC |

Leveromvang

- Kit in vouwdoos
- Reagenstabletten voor gemiddeld 30 tests
- Maatbeker
- noodzakelijk accessoire
- Gebruiksaanwijzing

| Omschrijving | Bestelnr. |
|--|-----------|
| Borstel, 11 cm lang | 380230 |
| Plastic beker, gegradueerd, 100 ml, met deksel | 385130 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje