


Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Water Safety Kit Combined Duo

Uitgerust voor alle vereisten



You need safe, fast and reliable test results in difficult situations like disasters or potable water monitoring in rural environments without laboratories? You immediate certainty about the quality of potable water to save health and lives? Take all you need with you and combine microbiological methods and simple chemical methods of analysis. Take the smaller Water Safety Kit Chemical in one hand and the bigger Water Safety Kit Microbiology! on your back in the optional backpack. You are able to test different sorts of bacteria on-site due to the heating and cooling function of our DI 20 petri dish incubator.

- Emergency response kits for disaster situations and water monitoring outback
- Equipment for chemical and microbiological analysis in two cases

Bestelnr.: 56K681252

Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Ngo | Olie-industrie | Openbaar zwembad | Overige industrieën | Privézwembad | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | Zwembadservice

Applikation

Afvalwaterzuivering | Behandeling drinkwater | Controle desinfectiemiddel | Controle zwembadwater | Ketelwater | Koelwater | Zuivering- vervuild water

Water Safety Kit Combined Duo

Combine both microbiological and physio chemical analysis of some of the most critical parameters to determine the suitability of water for drinking. Take the extended complete equipment including 2 incubators for bacteria tests with you everywhere you need immediate and reliable test result.

With their rugged, waterproof cases the kits are easy to transport. Even non technical personal is able to use it due to pictoral instructions.

User

Non Profit Organizations (NGO's) | Medical research and development | Institutes, Universities, Schools | World Health Organization (WHO)

Meetbereik

| Test Name | Meetbereik | Chemische methode |
|--|---|--------------------|
| Aërobe bacteriën (TVC)/ colibacteriën | | |
| Aërobe bacteriën (TVC)/ E.Coli, coliformen | | |
| Ammonium T | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenolblauw |
| Chlorine T | 0.01 - 6.0 mg/L Cl ₂ ^{a)} | DPD |
| Conductivity | 0 - 20 mS/cm | |
| Nitraat T | 0.08 - 1 mg/L N | Zinkreductie / NED |
| pH | 0 - 14 | |
| Turbidity | 0.01 - 1100 NTU | |

Leveromvang

- 1 case Water Safety Kit Microbiology Duo
- 1 case Water Safety Kit Chemical

| Omschrijving | Bestelnr. |
|---|-----------|
| Rugzak voor Water Safety Kits | 56A01400 |
| Media Pads and Dispenser (Pack of 200) | 56A016330 |
| Maatbeker | 56A018501 |
| Membraanfiltratie | 56A023801 |
| Pincet | 56A604201 |
| Membraanfiltratie | 56B000710 |
| D004 TTC/MAC Dipslides (Macconkey) | 56B010410 |
| D005 TTC/Chromogeen Dipslides | 56B010510 |
| KS3-pH 10 bufferoplossing 65 ml | 56L000365 |
| KS6-pH 4 bufferoplossing 65 ml | 56L000665 |
| KS9-pH 7 bufferoplossing 65 ml | 56L000965 |
| KS16-1413US Standaardgeleidbaarheidsoplossing | 56L001665 |
| Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr. | 56P069740 |
| Pump (35 ml stroke) | 56X610301 |
| Pipette, disposable, 1.5 ml | BI-K10060 |
| Marker Pen | BI-K14087 |

| Omschrijving | Bestelnr. |
|---|-----------|
| Stroomkabelset | 136300 |
| Incubator Battery, Lead/Acid | 192345 |
| Satz Trübungsstandards T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 NTU) | 194150 |
| Flesjes | 363590 |
| Universal container with spoon and lid, 30 ml | 366239 |
| Plastic beker, gradueerd, 100 ml, met deksel | 385130 |
| Plastic beker, gradueerd, 30 ml, met deksel | 385132 |
| Petrischaaltjes, 10 stuks | 400855 |
| ValidCheck Chloor 1,5 mg/l | 48105510 |
| Roerstaaf en poederlepel | 56A006601 |

Tintometer GmbH
 Lovibond® Water Testing
 Schleefstraße 8-12
 44287 Dortmund
 Tel.: +49 (0)231/94510-0
 sales@lovibond.com
 www.lovibond.com
 Duitsland

The Tintometer Limited
 Lovibond House
 Sun Rise Way
 Amesbury, SP4 7GR
 Tel.: +44 (0)1980 664800
 Fax: +44 (0)1980 625412
 sales@lovibond.uk
 www.lovibond.com
 Verenigd Koninkrijk

Tintometer China
 9F, SOHO II C.
 No.9 Guanghualu,
 Chaoyang District,
 Beijing, 100020
 Customer Care China Tel.: 4009021628
 Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
 Fax: +86 10 85251001
 chinaoffice@tintometer.com
 www.lovibond.com
 China

Tintometer South East Asia
 Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
 Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
 Klang, 41200, Selangor D.E
 Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
 Fax: +60 (0)3 3325 2287
 lovibond.asia@tintometer.com
 www.lovibond.com
 Maleisië

Tintometer Brazil
 Caixa Postal: 271
 CEP: 13201-970
 Jundiaí – SP
 Tel.: +55 (11) 3230-6410
 sales@lovibond.us
 www.lovibond.com.br
 Brazilië

Tintometer Inc.
 6456 Parkland Drive
 Sarasota, FL 34243
 Tel: 941.756.6410
 Fax: 941.727.9654
 sales@lovibond.us
 www.lovibond.us
 Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.
 Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
 Sanathnagar Industrial Estate,
 Hyderabad, 500018
 Telangana
 Tel: +91 (0) 40 23883300
 Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
 indiaoffice@lovibond.in
 www.lovibondwater.in
 India

Tintometer Spain
 Postbox: 24047
 08080 Barcelona
 Tel.: +34 661 606 770
 sales@tintometer.es
 www.lovibond.com
 Spanje