

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Sewage / Effluent Test Kit

Test all important parameters for sewage/effluent analysis



- Easy to use
- Futuristic design
- RAPID tablets fast dissolving
- Highest accuracy

Bestelnr.: 56K701220

Industrie

Overige industrieën

Applikation

Controle desinfecteermiddel | Koelwater

Omschrijving

Bestelnr.

| | |
|--|-----------|
| CHECKIT®-schijf pH (universeel) | 146130 |
| Plastic beker, gegradueerd, 100 ml, met deksel | 385130A |
| Titratievat met deksel, kunststof, 60 mL | 56A006701 |
| Troebelheidstest 5-500 JTU | 56A010801 |
| Turbidity tube (one piece) - 30-400 NTU | 56A607101 |

Leveromvang

- Plastic case
- Checkit Comparator
- 4 - 10 pH Universal Checkit Disc
- Universal pH tablets
- Permanganat tablets
- Acidifying Sewage Effluent tablets
- 2 plastic vials 10 mL with lid
- Shaker tube with lid 100 mL
- Syringe plastic, 20 mL
- Titration jar with cap, plastic, 60 mL
- Turbidity tube
- Instruction manual