

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Chloor HR strips

Voor een snelle bepaling met chemische reactie



- Zonder gevaar
- Snel
- Altijd bij de hand
- Semikwantitatief

Bestelnr.: 56S000190

Industrie

Overige industrieën

Applikation

Controle desinfectiemiddel

Chloor HR strips

Resultaten Teststrips geven snelle en zuivere resultaten zonder het gedoe van het gebruik van reagentia of tabletten. Met hun gebruiksgemak, onderdompeling en vergelijking zijn ze een populaire optie voor toepassingen waar snelheid en eenvoud voorop staan.

Meetbereik

Test Name

Chloor HR

Meetbereik

10 - 200 mg/L Cl₂