

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit de teste de fosfato total PO-2

Deteção em caldeira, refrigeração e água de serviço



- Determinação quantitativa rápida
- Para testar água da caldeira, água de refrigeração e água de serviço
- Possibilidade de realização de ensaios de campo e de laboratório
- Económico devido às unidades de recarga baratas

Artigo No: 2418523

### Kit de teste de fosfato total PO-2

Estes kits de teste foram especialmente desenvolvidos para a análise de água da caldeira, refrigeração e serviço. São utilizados métodos colorimétricos e titimétricos. Cada kit de teste contém todos os produtos químicos e auxiliares necessários na forma líquida ou em pó. As instruções detalhadas descrevem a análise passo a passo. A entrega é feita numa caixa de plástico robusta e compacta. Naturalmente, reagentes de recarga baratos estão disponíveis para todos os kits de teste.

#### Nota de acordo com o regulamento da UE 2019/1148

Este produto é regulamentado pelo Regulamento (UE) n.º 2019/1148: todas as transações suspeitas, desaparecimentos e furtos significativos devem ser comunicados ao ponto de contacto nacional competente. [https://ec.europa.eu/info/index\\_pt](https://ec.europa.eu/info/index_pt)

### Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Phosphate (total)	2.5 - 25 mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>