

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Termorreator RD 125

Para a digestão do teste da cubeta



Artigo No: 2418940

### Três faixas de temperatura

O reator pode ser operado a 100°C, 120°C ou 150°C dependendo da amostra a ser preparada.

### Três tempos de reação diferentes

Com 30, 60 e 120 minutos, estão disponíveis três tempos de reação diferentes. A tua vantagem: Decorrido este tempo, o aparelho desliga-se automaticamente

### Eixo grande da cubeta

Equipar o RD 125 com cubetas redondas até 24 cubetas de 16 mm.

### Mudança de tensão possível

O RD 125 pode ser operado com diferentes tensões: Selecione entre 110 V e 220 V usando o seletor de tensão no painel traseiro.

### Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria-Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Municipalidades | Óleo e Gás | ONG | Outras Indústrias

### Termorreator RD 125

Termorreator flexível para a preparação de amostras para a determinação fotométrica da CSB, do crómio total, do fosfato total, do azoto total e do TOC. Possibilidade de digestão com três faixas de temperatura e três tempos de reação pré-programados.

### Dados Técnicos

<b>Auto – OFF</b>	Sim
<b>Fonte de Alimentação</b>	230 V / 50-60 Hz ou 115 V / 50-60 Hz
<b>Beeper</b>	máx. 88 dB (campainha piezoelétrica)
<b>Temperatura Sugerida</b>	100 / 120 / 150 °C
<b>Taxa de Aquecimento</b>	20 °C - 150 °C em 12 min
<b>Tempo Selecionado</b>	30 / 60 / 120 / 120 / minutos e operação contínua
<b>Condições Ambientais</b>	10-40 °C no máx. 85 % de humidade real
<b>Conformidade</b>	CE
<b>Dimensões</b>	219 x 171 x 248 mm

<b>Título</b>	<b>Artigo No</b>
Suporte de cubeta para 10 cubetas redondas Ø 16 mm - Lovibond	418957
Pontas de pipeta, 1-5 ml (branco) 100 peças	419066
Pontas de pipeta, 0,1-1 ml (azul), 1000 peças	419073
Pipeta automática, 1-5 ml	419076
Pipeta automática, 0,1-1 ml	419077

#### **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

#### **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

#### **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

#### **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

#### **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

#### **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

#### **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

#### **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha