

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## MINIKIT AF 424

Testes rápidos versáteis para uma vasta gama de aplicações



- Manuseio fácil e dosagem precisa
- Prazo de validade mínimo de 5 anos em comprimidos em folha de alumínio
- Alta precisão analítica
- Envio sem problemas

Artigo No: 414240

### Vários métodos de ensaio

Vários procedimentos de teste estão disponíveis para os MINIKITs: Escolha entre o procedimento de teste manual, o procedimento de turvação ou contagem de pastilhas ou o chamado teste de velocidade.

### Uso intuitivo

Seja profissional ou amador: com a MINIKIT todos alcançam resultados seguros e sem erros.

### Longa vida útil

Os reagentes utilizados nos MINIKITs têm um prazo de validade de 5 anos. E o melhor de tudo é que não estão sujeitas a quaisquer restrições de transporte.

### Diretamente utilizável

Além do kit de teste em uma caixa dobrável, o volume de fornecimento inclui também um recipiente de medição, o acessório necessário e as pastilhas de reagente para aproximadamente 30 testes.

### Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria-Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Municipalidades | Óleo e Gás | ONG | Outras Indústrias

### MINIKIT AF 424

Eles são fáceis de usar e adequados para uma ampla gama de aplicações de análise de água.

Graças a vários procedimentos de teste, os MINIKITs são acima de tudo uma coisa: um companheiro confiável.

### Faixa de Medição

| Test Name     | Faixa de Medição                |
|---------------|---------------------------------|
| Dureza, total | 10 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub> |

# Texto do Escopo de Entrega

- Kit em caixa dobrável
- Comprimidos reagentes para uma média de 30 testes
- Recipiente de medição
- acessório necessário
- Instruções de utilização

| Título   | Artigo No |
|--|-----------|
| Escova, 11 cm de comprimento                         | 380230    |
| Recipiente de plástico, graduado a 100 ml, com tampa | 385130    |
| Recipiente de plástico, graduado a 30 ml, com tampa  | 385132    |

**Tintometer GmbH**  
Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

**The Tintometer Limited**  
Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

**Tintometer China**  
9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

**Tintometer South East Asia**  
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

**Tintometer Brazil**  
Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

**Tintometer Inc.**  
6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

**Tintometer India Pvt. Ltd.**  
Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

**Tintometer Spain**  
Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha