

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella Single Syringe EU Test Kit

O Teste de *legionellas* mais rápido do mundo



- Rápido, fácil e preciso
- Resultados em apenas 25 minutos!
- Confirma o desempenho dos protocolos de prevenção e tratamento da *legionella*
- Kits de teste para a deteção de *legionellas* disponíveis tanto com base em água como em biofilme

Artigo No: 56B006105

As *legionellas* são os gatilhos da doença do legionário, uma forma potencialmente fatal de pneumonia. Existem diretrizes mundiais para a luta contra *legionellas*.

No âmbito da revisão do regulamento relativo à água potável, foram definidos os principais parâmetros que devem ser testados semanal e mensalmente, a fim de minimizar o risco de proliferação de *legionella* - a uma escala prejudicial nos sistemas de águas abertas.

Os kits de teste de proteção contra *Legionellas* Lovibond® "L8" incluem todos os testes recomendados para monitoramento semanal e mensal.

Legionella Single Syringe EU Test Kit

O kit de teste simples é usado para detectar *legionellas* em uma amostra de água. É ideal para utilizadores que precisam da maior precisão do teste de uma amostra filtrada.

Com resultados em 30-35 minutos, o teste fornece compreensão e resposta imediata às condições da água. O uso regular aumenta a confiança no seu processo de controlo de *legionellase* e reduz o risco de surtos e litígios!

O kit fornece tudo o que precisa para um teste.

Limite de detecção
1,000 / 10,000 CFU/l

No. de testes
1

Texto do Escopo de Entrega

- 1 tiras de teste com pipeta de dispensação
- Seringa de tampão de recuperação
- Vidro de colheita de amostras
- Filtro descartável
- Seringa de 60 ml
- Escala de classificação
- Instruções de utilização

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha