

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella Risk Assessment EU Test Kit

O Teste de *legionellas* mais rápido do mundo



As *legionellas* são os gatilhos da doença do legionário, uma forma potencialmente fatal de pneumonia. Existem diretrizes mundiais para a luta contra *legionellas*.

No âmbito da revisão do regulamento relativo à água potável, foram definidos os principais parâmetros que devem ser testados semanal e mensalmente, a fim de minimizar o risco de *proliferação de legionella* a uma escala prejudicial nos sistemas de águas abertas.

Os kits de teste de proteção contra *Legionellas* Lovibond® "L8" incluem todos os testes recomendados para monitoramento semanal e mensal.

- Rápido, fácil e preciso
- Resultados em apenas 25 minutos!
- Confirma o desempenho dos protocolos de *prevenção e tratamento da legionella*
- Kits de teste para a detecção de *legionellas* disponíveis tanto com base em água como em biofilme

Artigo No: 56B006107

Legionella Risk Assessment EU Test Kit

O Enterprise Kit de teste fornece aos utilizadores uma combinação do Tube Kit de teste e do System Kit de teste.

Esta versão dos nossos kits de teste é ideal para utilizadores iniciantes que desejam descobrir qual o processo mais adequado aos seus processos, ou para utilizadores de baixo volume que precisam de testes de swab e filtração.

Com resultados em menos de 25 minutos, o teste fornece compreensão e resposta instantâneas às condições da água. O uso regular aumentará a sua confiança no seu *processo de controlo de legionellase* reduzirá o risco de surtos e litígios!

O kit fornece tudo o que é necessário para 4 testes (2x teste de esfregaço e 2x teste de filtração).

Limite de deteção

1.000 / 10.000 CFU/l & 200 CFU/l / Swabbed area

No. de testes

4

Texto do Escopo de Entrega

- 4 tiras de teste com pipetas de dispensação
- Tampão de recuperação
- 2 cotonetes
- 2 filtros descartáveis
- 2 seringas de 60 ml
- 2 vasos de reação com tampão de recuperação
- Escala de classificação
- Instruções de utilização
- Estojo de transporte

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha