

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Sewage / Effluent Test Kit

Test all important parameters for sewage/effluent analysis



- Easy to use
- Futuristic design
- RAPID tablets fast dissolving
- Highest accuracy

Artigo No: 56K701220

Indústria

Outras Indústrias

Aplicação

Água de Refrigeração | Controle de Desinfecção

### Texto do Escopo de Entrega

- Plastic case
- Checkit Comparator
- 4 - 10 pH Universal Checkit Disc
- Universal pH tablets
- Permanganat tablets
- Acidifying Sewage Effluent tablets
- 2 plastic vials 10 mL with lid
- Shaker tube with lid 100 mL
- Syringe plastic, 20 mL
- Titration jar with cap, plastic, 60 mL
- Turbidity tube
- Instruction manual

<b>Título</b>	<b>Artigo No</b>
CHECKIT® Disco pH (Universal)	146130
Recipiente de plástico, graduado a 100 ml, com tampa	385130A
Recipiente de titulação com tampa, plástico, 60 mL	56A006701
Teste de Turbidez 5-500 JTU	56A010801
Turbidity tube (one piece) - 30-400 NTU	56A607101

#### **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

#### **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

#### **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

#### **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

#### **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

#### **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

#### **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

#### **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha