

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## tiras de teste de peróxido de hidrogénio

For fast determination with chemical reaction



- Isto de perigos
- Rápido
- Sempre à mão
- Semiquantitativo

Artigo No: 56S000850

### Indústria

Outras Indústrias

### Aplicação

Água de Refrigeração | Controle de Desinfecção

### tiras de teste de peróxido de hidrogénio

Os resultados das tiras de teste fornecem resultados rápidos e limpos sem o incómodo de utilizar reagentes ou comprimidos. Com sua facilidade de uso, imersão e comparação, eles são uma opção popular para aplicações onde a velocidade e a simplicidade são fundamentais.

### Faixa de Medição

#### Test Name

Hydrogen Peroxide test strips

#### Faixa de Medição

0.5 - 100 mg/L H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>