

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



"5 в 1"

Помощники по быстрому анализу воды в бассейне



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 151900

Компактность

Многофункциональный тестер для бассейнов "5 в 1" объединяет пять важнейших параметров в одном тестовом наборе, что заметно упрощает работу пользователя.

Готовность к немедленному использованию

Благодаря входящим в комплект принадлежностям вы можете использовать многофункциональный тестер для бассейнов немедленно. **Включенные позиции:** Различные таблетированные реагенты, две емкости для проб по 30 мл и 100 мл, палочка для перемешивания, щетка и многоязычная инструкция.

Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне | Ликвидация последствий стихийных бедствий

"5 в 1"

Постоянный обзор важнейших параметров. Надежные результаты и удобство в обращении. Превосходный спутник для владельца частного бассейна: Наш многофункциональный тестер для бассейнов "5 в 1".

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Alkalinity-m	20 mg/L CaCO ₃
Calcium hardness	20 - 800 mg/L CaCO ₃
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
Cyanuric acid	20 - 200 mg/L CyA
pH	6.8 - 8.2 pH

Объем поставки

- Тестер для бассейнов хлор - pH LR в прочной пластиковой коробке
- Мерный стакан для циануровой кислоты
- Пластиковый контейнер с крышкой (100 мл)
- Пластиковый контейнер с крышкой (30 мл)
- Щетка для чистки
- Палочка для перемешивания
- По 20 таблеток реагентов DPD № 1 Rapid, DPD № 3 Rapid, Phenolred Rapid
- По 10 таблеток реагентов для тестов СуА, Alk, CAL
- Руководство по эксплуатации

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания