

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Компактный тестовый набор для бассейнов Хлор LR/бром/pH, в раскладном блистере

Одновременный обзор сразу нескольких параметров



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 157520

### Невысокая стоимость

Тестовый набор для бассейнов представляет собой недорогой вариант начального уровня для анализа воды.

### Вариативность

Различные версии тестового набора для бассейнов обеспечивают тестирование разных параметров. Возможные комбинации: хлор + pH, бром + pH, активный кислород + pH или бигуанид (полигексанид) + pH.

### Готовность к немедленному использованию

Тестовые наборы для бассейнов вы получите вместе с таблетированными реагентами, каждого из которых хватит примерно на 20 анализов, а также с руководством по эксплуатации, все это упаковано в удобный и прозрачный мини-кофр. Таким образом, вы можете не только быстро ориентироваться в содержимом набора, но и в любой момент захватить его с собой.

### Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Судостроительство | Частный бассейн

### Применение

Контроль воды в бассейне | Ликвидация последствий стихийных бедствий

### Компактный тестовый набор для бассейнов Хлор LR/бром/pH, в раскладном блистере

Превосходно подходит для начала деятельности по анализу воды в частном хозяйстве.

Одновременное измерение нескольких параметров.

### Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH

## Объем поставки

- Тестовый набор для бассейнов в складном блистере или мини-кофре
- Руководство по эксплуатации

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies