

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Компактный тестовый набор для бассейнов Хлор NR/pH в блистерной упаковке

Одновременный обзор сразу нескольких параметров



- Простота в обращении
- Футуристический дизайн
- Быстрое растворение таблеток RAPID
- Высочайшая точность

Номер заказа: 158010

Невысокая стоимость

Тестовый набор для бассейнов представляет собой недорогой вариант начального уровня для анализа воды.

Вариативность

Различные версии тестового набора для бассейнов обеспечивают тестирование разных параметров. Возможные комбинации: хлор + pH, бром + pH, активный кислород + pH или бигуанид (полигексанид) + pH.

Готовность к немедленному использованию

Тестовые наборы для бассейнов вы получите вместе с таблетированными реагентами, каждого из которых хватит примерно на 20 анализов, а также с руководством по эксплуатации, все это упаковано в удобный и прозрачный мини-кофр. Таким образом, вы можете не только быстро ориентироваться в содержимом набора, но и в любой момент захватить его с собой.

Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Судоходство | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне | Ликвидация последствий стихийных бедствий

Компактный тестовый набор для бассейнов Хлор NR/pH в блистерной упаковке

Превосходно подходит для начала деятельности по анализу воды в частном хозяйстве.

Одновременное измерение нескольких параметров.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Chlorine	0.5 - 6.0 mg/L Cl ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Объем поставки

- Тестовый набор для бассейнов в складном блистере или мини-кофре
- Руководство по эксплуатации

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies