

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## PD 250 Комплект 2 - Общее содержание хлора

Точное и воспроизводимое дозирование порошковых реагентов



- Определение содержания хлора согласно ISO 7393-2:2017 (свободный + общий)
- 250 тестов
- Срок годности реагента 5 лет (в запаянной ампуле)
- Простое обслуживание

Номер заказа: 194910

### Промышленность

Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики-энергии | Судостроение | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

### PD 250 Комплект 2 - Общее содержание хлора

Порошковый дозатор является идеальным прибором для контролируемого дозирования порошковых реагентов при определении содержания хлора. При каждом импульсе из дозатора выдается точное количество реагента, необходимое для 10 мл пробы. Поэтому порошковый дозатор предлагает хорошую альтернативу широко распространенным мерным упаковкам. В особенности при серийных испытаниях прибор PD 250 позволяет сэкономить много времени и одновременно избежать отходов упаковки.

Реагент содержится в запаянных стеклянных ампулах. Одной ампулы достаточно для 250 тестов. Спайка обеспечивает срок хранения до 5 лет. Но открытую ампулу необходимо использовать в течение 6 месяцев. Ампулы очень просто и быстро меняются. Эргономичный дизайн дозатора также позволяет проводить тщательную очистку.

### Объем поставки

- 1 дозатор порошка "Общий хлор"
- 1 ампула с реагентом "Общий Хлорины"
- 1 затворная втулка
- Руководство по эксплуатации

#### Заголовок

#### Номер заказа

Хлорины общий, 10 мл	530150
VARIO хлорины общий, 10 мл	530155
Хлорины свободный + общий, 10 мл	530160
VARIO хлорины свободный + общий, 10 мл	530165