

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Scuba3s HR

Измерительный прибор для взыскательных хозяев частных бассейнов и вихревых ванн



- Современный, эргономичный дизайн
- Удобное управление
- Водонепроницаемый корпус\*
- Большой дисплей

Номер заказа: 216210

### Наиболее важные параметры воды в бассейне

Тот, кто будучи хозяином частного бассейна придает большое значение точнейшему измерению важных параметров воды, таких как содержание хлора или значение pH, получит в свое распоряжение идеальный тестовый прибор, выбрав Scuba II. Прибор работает понятно на интуитивном уровне и измеряет важнейшие параметры бассейна: свободный хлор, общий хлор, бром, значение pH, щелочность M и циануровую кислоту.

### Водонепроницаемость

А если прибор случайно упадет в воду? Нет проблем - Scuba II не только водонепроницаем, но и способен плавать.

### Встроенная измерительная камера

Выполните забор пробы, погрузив в воду измерительную камеру прибора.

### Быстрые результаты

Добавьте реагент и нажмите кнопку "Test". Результат будет готов в течение нескольких секунд. Иными словами: Выполняйте измерения на профессиональном уровне.

### Промышленность

Обслуживание плавательных бассейнов | Частный бассейн

### Применение

Контроль воды в бассейне

### Scuba3s HR

Плавающий, водонепроницаемый и, безусловно, полезный маленький помощник для бассейна: Scuba II является идеальным спутником для владельцев частных бассейнов во время купального сезона. Измеряйте важнейшие параметры и немедленно получите результаты в свои руки.

[Убедитесь сами - щелкните мышью здесь для перехода к видео о приборе Scuba II](#)

## Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений	Химический метод
Alkalinity-m HR T	50 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub>	Кислота / индикатор
Bromine T	0.2 - 22.5 mg/L Br <sub>2</sub>	DPD
Chlorine HR T	0.2 - 10.0 mg/L Cl <sub>2</sub> a)	DPD
Copper T	0.1 - 5 mg/L Cu <sup>2+</sup>	Биквинолин
CyA T	20 - 120 mg/L CyA	Меламин
Hardness Calcium (B) T	50 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub>	Мурексид
pH-value T	6.5 - 8.4 pH	Фенол красный
Карбамид T	0.2 - 5.0 mg/L Urea	Индофенол / уреазы
Фосфат LR T	0.06 - 3.0 mg/L PO <sub>4</sub>	Фосформолибден синий

## Технические данные

Оптика	White LED, multichannel optical sensor with diffusor.
Дисплей	LCD
Интерфейсы	NFC (Near Field Communication)
Обслуживание	Пленочная клавиатура
Auto – OFF	Да
Встроенная память	100 data sets
Электроснабжение	2 батареи (AA)
Срок службы батареи	около 90 измерений
Переносимость	Портативный
Степень загрязнения	2
Максимальная высота над уровнем моря	3500 m
Окружающие условия	5-40°C при отн. влажности 30-90% (без конденсации)

Класс защиты	IPX7 - защита от воздействия временного погружения в воду в соответствии с DIN EN 60529
Соответствие	CE UKCA
Размеры	70 x 45 x 145 mm
Вес с упаковкой	165 g

## Объем поставки

- Scuba II в пластиковой коробке
- 20 таблеток реагента DPD № 1
- 20 таблеток красного фенола для фотометрического анализа
- 10 таблеток реагента DPD № 3 Evo
- 10 таблеток реагента для теста CyA
- 10 Алка-М-Фотометр таблетированный реагент
- Руководство по эксплуатации
- 2 батареи (AAA)
- Палочка для перемешивания

## Заголовок

Заголовок	Номер заказа
Крышка из мягкого пластика Scuba	19802218
Пластиковая палочка для перемешивания, синяя, 10 см	364107

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies