

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Тестовый набор на DEHA

Обнаружение в котельной, охлаждающей и технической воде



- Быстрое количественное определение
- Для исследования котельной, охлаждающей и технической воды
- Возможность полевых и лабораторных испытаний
- Экономичность благодаря недорогим заправочным модулям

Номер заказа: 24157580

Тестовый набор на DEHA

Эти тестовые наборы были специально разработаны для анализа котельной, охлаждающей и технической воды. В них используются как колориметрические, так и титриметрические методы. Каждый тестовый набор содержит все необходимые химикаты и вспомогательные средства в жидкой или порошковой форме. Пошаговое описание анализа представлено в подробной инструкции.

Поставка осуществляется в прочном и компактном пластиковом футляре. Естественно, ко всем тестовым наборам в распоряжении имеются недорогие реагенты для дозаправки.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
DEHA	0.05 - 1 mg/L DEHA

Технические данные

Размеры	157 x 135 x 55 mm
Вес с упаковкой	62 g