

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Тестовый набор для анализа на углекислый газ CO-2

Обнаружение в котельной, охлаждающей и технической воде



- Быстрое количественное определение
- Для исследования котельной, охлаждающей и технической воды
- Возможность полевых и лабораторных испытаний
- Экономичность благодаря недорогим заправочным модулям

Номер заказа: 2418518

### Тестовый набор для анализа на углекислый газ CO-2

Эти тестовые наборы были специально разработаны для анализа котельной, охлаждающей и технической воды. В них используются как колориметрические, так и титриметрические методы. Каждый тестовый набор содержит все необходимые химикаты и вспомогательные средства в жидкой или порошковой форме. Пошаговое описание анализа представлено в подробной инструкции. Поставка осуществляется в прочном и компактном пластиковом футляре. Естественно, ко всем тестовым наборам в распоряжении имеются недорогие реагенты для дозаправки.

#### Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Carbonic acid	1 drop = 5 or 2.5 mg/l CO <sub>2</sub>

#### Технические данные

Размеры	157 x 135 x 55 mm
Вес с упаковкой	180 g