

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## Тестовый набор на общее содержание фосфатов PO-2

Обнаружение в котельной, охлаждающей и технической воде



- Быстрое количественное определение
- Для исследования котельной, охлаждающей и технической воды
- Возможность полевых и лабораторных испытаний
- Экономичность благодаря недорогим заправочным модулям

Номер заказа: 2418523

### Тестовый набор на общее содержание фосфатов PO-2

Эти тестовые наборы были специально разработаны для анализа котельной, охлаждающей и технической воды. В них используются как колориметрические, так и титриметрические методы. Каждый тестовый набор содержит все необходимые химикаты и вспомогательные средства в жидкой или порошковой форме. Пошаговое описание анализа представлено в подробной инструкции. Поставка осуществляется в прочном и компактном пластиковом футляре. Естественно, ко всем тестовым наборам в распоряжении имеются недорогие реагенты для дозаправки.

### Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Phosphate (total)	2.5 - 25 mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>