

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Тестовый набор на сульфит SUL-1

Обнаружение в котельной, охлаждающей и технической воде



- Быстрое количественное определение
- Для исследования котельной, охлаждающей и технической воды
- Возможность полевых и лабораторных испытаний
- Экономичность благодаря недорогим заправочным модулям

Номер заказа: 2418532

### Тестовый набор на сульфит SUL-1

Эти тестовые наборы были специально разработаны для анализа котельной, охлаждающей и технической воды. В них используются как колориметрические, так и титриметрические методы. Каждый тестовый набор содержит все необходимые химикаты и вспомогательные средства в жидкой или порошковой форме. Пошаговое описание анализа представлено в подробной инструкции. Поставка осуществляется в прочном и компактном пластиковом футляре. Естественно, ко всем тестовым наборам в распоряжении имеются недорогие реагенты для дозаправки.

### Диапазон измерений

| Test Name | Диапазон измерений                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Sulphite  | 1 drop = 5 or 2.5 mg/l Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> |

### Технические данные

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Размеры         | 157 x 135 x 55 mm |
| Вес с упаковкой | 113 g             |