

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Тестовый набор на орто-фосфат PO-3

Обнаружение в котельной, охлаждающей и технической воде



- Быстрое количественное определение
- Для исследования котельной, охлаждающей и технической воды
- Возможность полевых и лабораторных испытаний
- Экономичность благодаря недорогим заправочным модулям

Номер заказа: 2418544

Тестовый набор на орто-фосфат PO-3

Эти тестовые наборы были специально разработаны для анализа котельной, охлаждающей и технической воды. В них используются как колориметрические, так и титриметрические методы. Каждый тестовый набор содержит все необходимые химикаты и вспомогательные средства в жидкой или порошковой форме. Пошаговое описание анализа представлено в подробной инструкции. Доставка осуществляется в прочном и компактном пластиковом футляре. Естественно, ко всем тестовым наборам в распоряжении имеются недорогие реагенты для дозаправки.

Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Phosphate (ortho)	2.5 - 25 mg/L PO ₄ ³⁻

Технические данные

Размеры	157 x 135 x 55 mm
Вес с упаковкой	137 g