

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Тестовый набор на общую жесткость GH-1

Обнаружение в котельной, охладительной и технической воде



- Быстрое количественное определение
- Для исследования котельной, охладительной и технической воды
- Возможность полевых и лабораторных испытаний
- Экономичность благодаря недорогим заправочным модулям

Номер заказа: 2418711

Тестовый набор на общую жесткость GH-1

Эти тестовые наборы были специально разработаны для анализа котельной, охладительной и технической воды. В них используются как колориметрические, так и титриметрические методы. Каждый тестовый набор содержит все необходимые химикаты и вспомогательные средства в жидкой или порошковой форме. Пошаговое описание анализа представлено в подробной инструкции. Поставка осуществляется в прочном и компактном пластиковом футляре. Естественно, ко всем тестовым наборам в распоряжении имеются недорогие реагенты для дозаправки.

Диапазон измерений

| Test Name | Диапазон измерений |
|----------------|-----------------------|
| Hardness total | 1 drop = 1 or 0.5 °dH |

Технические данные

Размеры 90 x 72 x 36 mm

| Заголовок | Номер заказа |
|---------------------------------------|--------------|
| Реагент для измерения общей жесткости | 418563 |