

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Тестовый набор на жесткость, остаточную жесткость RH-1

Обнаружение в котельной, охлаждающей и технической воде



- Быстрое количественное определение
- Для исследования котельной, охлаждающей и технической воды
- Возможность полевых и лабораторных испытаний
- Экономичность благодаря недорогим заправочным модулям

Номер заказа: 2418714

### Тестовый набор на жесткость, остаточную жесткость RH-1

Эти тестовые наборы были специально разработаны для анализа котельной, охлаждающей и технической воды. В них используются как колориметрические, так и титриметрические методы. Каждый тестовый набор содержит все необходимые химикаты и вспомогательные средства в жидкой или порошковой форме. Пошаговое описание анализа представлено в подробной инструкции. Поставка осуществляется в прочном и компактном пластиковом футляре. Естественно, ко всем тестовым наборам в распоряжении имеются недорогие реагенты для дозаправки.

#### Диапазон измерений

| Test Name         | Диапазон измерений       |
|-------------------|--------------------------|
| Hardness residual | 1 drop = 0.1 or 0.05 °dH |

#### Технические данные

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Размеры         | 90 x 72 x 36 mm |
| Вес с упаковкой | 90 g            |