

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



TC 140 G



- Диапазон температур от 2°C до 40°C, регулирование шагами по 0,1°C
- Низкое энергопотребление
- Светодиодный дисплей с подсветкой для индикации фактических/заданных значений
- Оптимальное определение БПК при температуре 20°C

Номер заказа: 2438210

Универсальное использование

Наши термостаты представляют собой оптимальный выбор как для хранения проб при заданном температурном режиме, так и для определения БПК при анализе сточных вод. Встроенное устройство для регулирования температуры соответствует требованиям директивы по ЭМС IEC 61326 ("Электрические приборы для измерения, контроля и лабораторного использования").

Постоянный контроль температуры

Термостаты обеспечивают непрерывный контроль температуры. При этом температуру можно регулировать в диапазоне от 2 до 40°C с шагом по 0,1°C.

Внутренние силовые разъемы

Использовать внешние устройства очень просто благодаря встроенным розеткам, установленным внутри прибора

Эффективное использование энергии

Высокоэффективные компоненты и усиленная изоляция обеспечивают низкие показатели потребления.

Вариативность

В вашем распоряжении на выбор 3 модели со стальной дверью (полезный объем 135, 255 и 445 л) и 2 модели со стеклянной дверью (полезный объем 140 и 255 л)

Промышленность

Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

TC 140 G

Превосходно подходят для целого ряда различных областей применения в промышленности и науке. Температуру в термостатах можно индивидуально регулировать мельчайшими шагами, а светодиодная индикация обеспечит контроль над ситуацией в любой момент времени. В наличии имеется шесть моделей с различным полезным объемом и стеклянными или стальными дверями.

Технические данные

Дисплей	Светодиодный дисплей с подсветкой
Обслуживание	водонепроницаемая фольга спереди, 2 кнопки с тактильной обратной связью
Электроснабжение	220 - 240 V / 50 Hz
Полезное содержание	140 L
Потребление энергии	approx. 1,61 kWh/ 24h
Климатический класс	SN, от +10°C до +32°C
Охлаждающее средство	R600a
Розетки	4
Диапазон температур	от +2°C до +40°C, с шагом по 0,1°C
Температурный допуск	Для BOD (T = 20 °C ±1 °C в соответствии с EN 1899)

Внутреннее освещение	Люминесцентные трубки
Грузоподъемность, площадь хранения	45 kg
Возможность установки внизу	Да
Прочее оборудование	Стеклянная дверь
Соответствие	CE
Размеры	600 x 850 x 600 mm
Внутренние размеры	513 x 702 x 441 mm

Заголовок	Номер заказа
Устройство регулирования температуры для TC 135 S, TC 140 G	2428201-2
Деревянная упаковка, для TC 135 S, TC 140 G (IPPC Standard - ISPM15)	425768
Выдвижная решетка для TC 135 S, TC 140 G	425791
Запасная выдвижная пластина	427542

Tintometer GmbH
 Lovibond® Water Testing
 Schleeßstraße 8-12
 44287 Dortmund
 Tel.: +49 (0)231/94510-0
 sales@lovibond.com
 www.lovibond.com
 Германия

The Tintometer Limited
 Lovibond House
 Sun Rise Way
 Amesbury, SP4 7GR
 Tel.: +44 (0)1980 664800
 Fax: +44 (0)1980 625412
 sales@lovibond.uk
 www.lovibond.com
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China
 Room 1001, China Life Tower
 16 Chaoyangmenwai Avenue,
 Beijing, 100020
 Customer Care China Tel.: 4009021628
 Tel.: +86 10 85251111 App. 330
 Fax: +86 10 85251001
 chinaoffice@tintometer.com
 www.lovibond.com
 Китай

Tintometer South East Asia
 Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
 Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
 Klang, 41200, Selangor D.E
 Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
 Fax: +60 (0)3 3325 2287
 lovibond.asia@tintometer.com
 www.lovibond.com
 Малайзия

Tintometer Brazil
 Caixa Postal: 271
 CEP: 13201-970
 Jundiaí – SP
 Tel.: +55 (11) 3230-6410
 sales@lovibond.us
 www.lovibond.com.br
 Бразилия

Tintometer Inc.
 6456 Parkland Drive
 Sarasota, FL 34243
 Tel: 941.756.6410
 Fax: 941.727.9654
 sales@lovibond.us
 www.lovibond.us
 США

Tintometer India Pvt. Ltd.
 Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
 Sanathnagar Industrial Estate,
 Hyderabad, 500018
 Telangana
 Tel: +91 (0) 40 23883300
 Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
 indiaoffice@lovibond.in
 www.lovibondwater.in
 Индия

Tintometer Spain
 Postbox: 24047
 08080 Barcelona
 Tel.: +34 661 606 770
 sales@tintometer.es
 www.lovibond.com
 Испания