

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



AF 357 Набор для питьевой воды

Наличие более 400 различных цветных пластин



- Наличие более 400 различных цветных пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма

Номер заказа: 413570

Возможность использования в различных областях

Компаратор 2000+ имеет многогранное применение: Он так же хорошо подходит для использования в бассейне, как и в научно-исследовательском центре, университете или на станции подготовки питьевой воды.

Лампа дневного света

Чтобы даже в условиях плохой видимости вы могли в любое время выполнять надежные и стабильные измерения, мы рекомендуем использовать лампу дневного света (опция), работающую от сети или от батареи. В таком случае условия освещения всегда будут одинаковыми. Вне зависимости от места выполнения замеров.

Многообразие возможных анализов

Для компаратора 2000+ доступно более 400 цветных пластин и множество реагентов. Среди них обязательно найдется и нужная вам комбинация. И если вам однажды придется ее изменить, это можно сделать без открытия компаратора.

Встроенная призма

Встроенная призма оптически переносит цветные эталоны пластины и окрашенную пробу в одно поле зрения.

Промышленность

Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Фармацевтическая промышленность

Применение

Контроль воды в бассейне | Контроль дезинфицирующих средств | Котельная вода | Обработка сточных вод | Охлаждающая вода

AF 357 Набор для питьевой воды

Компаратор 2000+ представляет собой многогранную колориметрическую систему для анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов между точностью и воспроизводимостью: Компаратор 2000+ может использоваться во многих областях. Плавательные бассейны, научные исследования или подготовка питьевой воды - вот лишь некоторые примеры.

Диапазон измерений

| Test Name | Диапазон измерений | Химический метод |
|-----------------|---------------------------------|--|
| Chloride | 10 - 5000 mg/L Cl ⁻ | |
| Chlorine T | 0.02 - 0.3 mg/L Cl ₂ | DPD |
| Chlorine T | 0.2 - 4.0 mg/L Cl ₂ | DPD |
| Fluoride T | 0 - 1.6 mg/L F ⁻ | SPADNS |
| Hardness, total | 10 - 500 mg/L CaCO ₃ | |
| Hazen | 10 - 90 mg/L Pt | Стандартный метод «Платина-кобальт» (APHA) |
| pH value T | 6.0 - 7.6 pH | Бромтимоловый синий |
| pH value T | 6.8 - 8.4 pH | Фенол красный |

Объем поставки

- Компаратор 2000+
- Полевой набор Nessleriser
- Цветные пластины компаратора для хлора, фторида, шкалы Хазена и значения pH
- 4 кюветы для компаратора, 10 мл, глубина слоя 13 мм
- 2 стеклянные кюветы компаратора, глубина слоя 40 мм
- 2 трубки Nessleriser AF306, 50 мл с пробкой
- Смесительный цилиндр для определения содержания хлорида и общей жесткости
- 1 стеклянная палочка для перемешивания
- 1 коробка фильтровальной бумаги, 9 см ø
- 1 фильтровальная воронка
- 1 бутылка для проб 250 мл
- 1 пипетка 0,1 - 0,5 мл
- Таблетированные реагенты для каждого параметра
- Пластиковая палочка для перемешивания
- Щетка для чистки
- Руководство по эксплуатации

Заголовок

Номер заказа

| | |
|--|--------|
| Лампа дневного света, работа от батареи | 142050 |
| Пластиковая кювета, глубина слоя 13,5 мм, с серой крышкой, комплект из 10 штук | 145500 |
| Пара трубок Несслера, глубина слоя 113 мм, 50 мл, AF 306 | 353060 |
| Стеклянная палочка для перемешивания длиной 20 см | 364080 |
| Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см, комплект из 13 штук | 364120 |
| Пластиковая воронка с ручкой | 471007 |
| Стеклянная кювета W 680/OG/40, глубина слоя 40 мм | 606890 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания