

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Тестовый набор MINIKIT AF 444

Универсальные экспресс-тесты для широкого спектра применения



- Простота обращения и точное дозирование
- Минимальный срок годности 5 лет для таблеток в алюминиевой фольге
- Высокая точность анализа
- Простая доставка

Номер заказа: 414440

#### Многообразие методов тестирования

Тестовые наборы MINIKIT доступны для различных методов тестирования:

Вам на выбор предлагаются ручные методы тестирования, методы измерения мутности или числа таблеток, а также так называемый экспресс-метод.

#### Интуитивно понятное применение

С тестовым набором MINIKIT любой получит надежные и безошибочные результаты: будь то профессионал или любитель.

#### Длительный срок годности

Используемые в наборах MINIKIT реагенты сохраняют годность в течение 5 лет. И самое главное - на них не распространяются никакие ограничения по транспортировке.

#### Возможность непосредственного использования

Помимо тестового набора в складной коробке также содержатся мерный сосуд, необходимые принадлежности, а также таблетированный реагент примерно на 30 тестов.

#### Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Пищевая промышленность и производство напитков | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

#### Тестовый набор MINIKIT AF 444

Наборы удобны для пользователя и подходят для решения широкого круга задач по анализу воды.

Благодаря разнообразию методов тестирования наборы MINIKIT станут вашим надежным спутником.

#### Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Alkalinity-m	20 - 800 mg/L CaCO <sub>3</sub>

## Объем поставки

- Комплект в складной коробке
- Таблетированный реагент в среднем на 30 тестов
- Мерный сосуд
- Необходимые принадлежности
- Руководство по эксплуатации

Заголовок	Номер заказа
Щетка, длина 11 см	380230
Пластиковый контейнер, градуированный, 100 мл, с крышкой	385130
Пластиковый контейнер, градуированный, 30 мл, с крышкой	385132

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies