

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Тестовый набор MINIKIT AF 446

Универсальные экспресс-тесты для широкого спектра применения



- Простота обращения и точное дозирование
- Минимальный срок годности 5 лет для таблеток в алюминиевой фольге
- Высокая точность анализа
- Простая доставка

Номер заказа: 414460

Многообразие методов тестирования

Тестовые наборы MINIKIT доступны для различных методов тестирования:

Вам на выбор предлагаются ручные методы тестирования, методы измерения мутности или числа таблеток, а также так называемый экспресс-метод.

Интуитивно понятное применение

С тестовым набором MINIKIT любой получит надежные и безошибочные результаты: будь то профессионал или любитель.

Длительный срок годности

Используемые в наборах MINIKIT реагенты сохраняют годность в течение 5 лет. И самое главное - на них не распространяются никакие ограничения по транспортировке.

Возможность непосредственного использования

Помимо тестового набора в складной коробке также содержатся мерный сосуд, необходимые принадлежности, а также таблетированный реагент примерно на 30 тестов.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

Тестовый набор MINIKIT AF 446

Наборы удобны для пользователя и подходят для решения широкого круга задач по анализу воды. Благодаря разнообразию методов тестирования наборы MINIKIT станут вашим надежным спутником.

Диапазон измерений

| Test Name | Диапазон измерений |
|-------------------|---------------------------------|
| Hardness, calcium | 20 - 800 mg/L CaCO ₃ |

Объем поставки

- Комплект в складной коробке
- Таблетированный реагент в среднем на 30 тестов
- Мерный сосуд
- Необходимые принадлежности
- Руководство по эксплуатации

| Заголовок | Номер заказа |
|--|--------------|
| Щетка, длина 11 см | 380230 |
| Пластиковый контейнер, градуированный, 100 мл, с крышкой | 385130 |
| Пластиковый контейнер, градуированный, 30 мл, с крышкой | 385132 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies