

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## DI 10 Dipslide Incubator

Для контролируемого роста бактерий



Чтобы иметь возможность сравнивать результаты дипслайдов и других микробиологических тестов, таких как Coliform / E-coli Test Kit, из недели в неделю, время инкубации и температура инкубации должны быть одинаковыми при каждом проведении теста. Это гарантирует, что рост бактерий всегда будет контролируемым и равномерным. Поэтому инкубатор DI10 является важным и необходимым шагом в анализе микробиологической активности в воде. Инкубатор Lovibond® DI10 обеспечивает надежную инкубацию на месте, в лаборатории или даже в поездке на автомобиле. Для инкубации дипслайдов мы рекомендуем приобрести держатель дипслайдов. Он обеспечивает надежную подставку для 12 дипслайдов в DI10 в течение периода инкубации.

- Прочная конструкция
- Емкость до 12 пластинок или 10 чашек Петри
- Выдающаяся стабильность температуры
- Возможность эксплуатации в автомобиле

Номер заказа: 56B000701

### Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

### Технические данные

<b>Voltage</b>	12 V
<b>Дисплей</b>	1 x 16 bit Backlit LCD
<b>Электроснабжение</b>	12 V 110 V 240 V
<b>Температурный допуск</b>	± 0.5 °C
<b>Соответствие</b>	CE
<b>Размеры</b>	246 x 215 x 162 mm

## Объем поставки

- D110
- Блок питания
- Набор кабелей питания (UK, EU & USA)
- Кабель для прикуривателя и 8 адаптеров для подключения
- Руководство по эксплуатации

### Заголовок

### Номер заказа

Набор кабелей питания	176300
Внешнее электропитание	182049

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

#### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

#### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies