

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Промышленный тестовый набор на ##### для ЕС

Самый быстрый в мире тест на #####



- Быстро, просто и точно
- Результаты всего за 30 минут!
- Подтверждение выполнения протоколов профилактики ##### и антимикробной обработки
- Тестовые наборы для обнаружения ##-##### как на водной основе, так и на биопленке

Номер заказа: 56B006106

##### вызывает болезнь легионеллез, потенциально смертельную форму пневмонии. Предписания по борьбе с #####-### существуют по всему миру.

В рамках обновления Постановления о питьевой воде были установлены основные параметры, которые подлежат еженедельному и ежемесячному тестированию с целью сведения к минимуму риска распространения ##### опасных масштабах в общественных водных системах.

Тестовые наборы Lovibond® "L8" для защиты от ##### содержат все рекомендованные тесты для еженедельного и ежемесячного мониторинга.

### Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

### Промышленный тестовый набор на ##### для ЕС

Тестовый набор на ##### используется для обнаружения ##### в пробах воды - он идеально подходит для работы в режиме онлайн и для применения в различных сферах промышленности.

В данном методе тестирования применяются фильтрационные модули с полыми волокнами, закрепленные прямо на фитинге в точке забора пробы (доступны фитинги с внутренней резьбой как на 1/2", так и на 3/4"). После фильтрации пробы чувствительность теста увеличивается.

Этап фильтрации не требует перекачки - вы просто подключаете соединительный элемент для забора проб к водяной системе (например, к душевой головке или к специально предусмотренной точке) и пользуетесь давлением в системе для проведения фильтрации. Готовые шприцы содержат необходимый восстановительный буфер, поэтому измерять или разбавлять растворы не требуется.

Обеспечивая результаты за 30-35 минут (включая время на подготовку пробы), тест позволяет быстро понять состояние водяной системы и принять соответствующие меры. Регулярное применение теста повышает доверие к процедуре контроля воды на #####

##### и снижает риск вспышек инфекции и судебных разбирательств!

**Порог чувствительности**

1,000 / 10,000 КОЕ/л

**Количество тестов**

5

## Объем поставки

- 5 индикаторных полосок с дозирующими пипетками
- 5 шприцев с восстановительным буфером
- стакан для сбора проб
- 5 одноразовых фильтров
- блок для проб с внутренней резьбой
- оценочная шкала
- Руководство по эксплуатации
- Кофр для переноски

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies