

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Тестовый набор на колиформные бактерии/ кишечную палочку

Идентификация микроорганизмов и многое другое



- Раннее выявление бактериального загрязнения
- Простая одноступенчатая процедура
- Обнаружение колиформных микробов и кишечной палочки за один тест
- Пробы объемом 100 мл (официальное уведомление)

Номер заказа: 56K009701

Согласно рекомендациям ВОЗ по качеству питьевой воды, содержание колониеобразующих единиц (КОЕ) для колиформных бактерий/*E.coli* в 100 мл пробы воды должно быть нулевым. Колиформы - идеальные индикаторные бактерии для мониторинга водотоков, резервуаров и труб благодаря простоте их обнаружения.

Наш тест "да/нет" - это эффективный метод проверки качества воды. Вот основные моменты:

- 1) В соответствии с официальными нормами в наших тест-наборах используются образцы объемом 100 мл. Это количество позволяет провести надежный анализ.
- 2) Наш тест прост и требует всего одного шага. Все, что вам нужно сделать, - это взять образец и добавить сухой реагент.
- 3) после инкубации в течение 22-26 часов вы получите результат в виде количества бактерий на 100 мл воды. Это позволяет точно оценить качество воды.
- 4) Обнаружение колиформных бактерий и кишечной палочки в одном тесте: в случае колиформных бактерий раствор приобретает зелено-голубой цвет. Бактерии кишечной палочки обнаруживаются с помощью флуоресценции под ультрафиолетовым светом.

Срок годности - 14 месяцев с момента производства.

### Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

### Объем поставки

- Защитные перчатки
- УФ-лампа
- Батарейный блок для УФ-лампы
- 25 Тионовые пакеты
- 25 ЕС синего цвета
- Инструкция по эксплуатации

Заголовок	Номер за-каза
Инкубатор DI10	56B000701
Упаковка с тестом на колиформы	56B001425
Пакет для образцов с тиосульфатом (25 штук)	56B001525
Ультрафиолетовая лампа	56B001601
Набор пакетов с колиформом	56B002125

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

#### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

#### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания