

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Water Safety Kit Combined Duo

Оснащение для любых требований



- Emergency response kits for disaster situations and water monitoring outback
- Equipment for chemical and microbiological analysis in two cases

Номер заказа: 56K681252

You need safe, fast and reliable test results in difficult situations like disasters or potable water monitoring in rural environments without laboratories? You immediate certainty about the quality of potable water to save health and lives? Take all you need with you and combine microbiological methods and simple chemical methods of analysis.

Take the smaller Water Safety Kit Chemical in one hand and the bigger Water Safety Kit Microbiology on your back in the optional backpack. You are able to test different sorts of bacteria on-site due to the heating and cooling function of our DI 20 petri dish incubator.

Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Обслуживание плавательных бассейнов | Общественный бассейн | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность | Частный бассейн

Применение

Контроль воды в бассейне | Контроль дезинфицирующих средств | Котельная вода | Обработка сточных вод | Обработка сырой воды | Охлаждающая вода | Подготовка питьевой воды

Water Safety Kit Combined Duo

Combine both microbiological and physio chemical analysis of some of the most critical parameters to determine the suitability of water for drinking. Take the extended complete equipment including 2 incubators for bacteria tests with you everywhere you need immediate and reliable test result.

With their rugged, waterproof cases the kits are easy to transport. Even non technical personal is able to use it due to pictorial instructions.

User

Non Profit Organizations (NGO's) | Medical research and development | Institutes, Universities, Schools | World Health Organization (WHO)

Диапазон измерений

| Test Name | Диапазон измерений | Химический метод |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Aerobic bacteria (TVC)/ coliforms | | |
| Chlorine T | 0.01 - 6.0 mg/L Cl ₂ a) | DPD |
| Conductivity | 0 - 20 mS/cm | |
| pH | 0 - 14 | |
| Turbidity | 0.01 - 1100 NTU | |
| Аммоний Т | 0.02 - 1 mg/L N | Индофенол синий |
| Аэробные бактерии (ТБК)/E.Coli, колиформы | | |
| Нитрат Т | 0.08 - 1 mg/L N | Уменьшение содержания цинка / NED |

Объем поставки

- 1 case Water Safety Kit Microbiology Duo
- 1 case Water Safety Kit Chemical

| Заголовок | Номер заказа |
|---|--------------|
| Набор кабелей питания | 136300 |
| Incubator Battery, Lead/Acid | 192345 |
| Набор эталонов мутности T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 ЕНМ) | 194150 |
| Бутылки | 363590 |
| Universal container with spoon and lid, 30 ml | 366239 |
| Пластиковый контейнер, градуированный, 100 мл, с крышкой | 385130 |
| Пластиковый контейнер, градуированный, 30 мл, с крышкой | 385132 |
| Чашки Петри, 10 шт. | 400855 |
| ValidCheck Хлор 1,5 мг/л | 48105510 |
| Палочка для перемешивания и ложка для порошков | 56A006601 |
| Рюкзак для Water Safety Kits | 56A01400 |
| Media Pads and Dispenser (Pack of 200) | 56A016330 |
| Мерные стаканы | 56A018501 |
| Мембранная фильтрация | 56A023801 |
| Пинцет | 56A604201 |
| Мембранная фильтрация | 56B000710 |
| D004 пластинки для микробиологического анализа (агар МакКонки) на TTC/МАС | 56B010410 |
| D005 пластинки для микробиологического анализа на TTC/пигмент | 56B010510 |
| KS3-pH 10 буферный раствор 65 мл | 56L000365 |
| KS6-pH 4 буферный раствор 65 мл | 56L000665 |
| KS9-pH 7 буферный раствор 65 мл | 56L000965 |
| KS16-1413US Стандартный раствор для измерения проводимости | 56L001665 |
| Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr. | 56P069740 |
| Pump (35 ml stroke) | 56X610301 |
| Pipette, disposable, 1.5 ml | BI-K10060 |
| Marker Pen | BI-K14087 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies