

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Тестовые полоски на двуокись хлорины LR

Для быстрого определения путем химической реакции



- Безопасность
- Скорость
- Постоянная доступность
- Полуколичественный анализ

Номер заказа: 56S000450

### Промышленность

NGO | Другие отрасли | Коммуны

### Применение

Контроль дезинфицирующих средств | Ликвидация последствий стихийных бедствий

### Тестовые полоски на двуокись хлорины LR

Индикаторные полоски быстро и чисто обеспечивают результат без усилий на применение реагентов или таблеток. Благодаря легкости применения, ведь полоски нужно всего лишь окунуть и сравнить, они являются излюбленным вариантом в тех областях, где особое значение придается скорости и простоте.

### Диапазон измерений

Test Name

Chlorine Dioxide

Диапазон измерений

0.1 - 1.6 mg/L ClO<sub>2</sub>