

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## CHECKIT® komparatör su dengesi 5'i 1 arada klor DPD/pH/siyanür asidi/kalsiyum sertliği/ alkalite m

Comparison with colour discs



- Kolay kullanım
- Kesin ayıraç dozajı
- Ayıraç tabletlerinin 5 veya 10 yıllık minimum kullanım süresi
- Yüksek analiz doğruluğu

Ürün No: 147028

### Adım adım kılavuzlar

Çok dilli kullanım kılavuzları, kimyager olmayan kişilerin de güvenilir ve kesin ölçümleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için testin nasıl gerçekleştirileceğinin çizimlerle anlatılan adım şeklinde bir kılavuz içerir.

### Geniş parametre seçenekleri

Birçok parametre için pek çok ölçüm aralığı ve metot mevcuttur. Ek test parametreleri, ek diskler ve ayıraçlar satın alınarak eklenebilir; tüm testler için aynı komparatör gövdesini kullanın.

### Tek parçalı komparatör gövdesi

Tek parçalı komparatör gövdesinin sağlam tasarımı, kaybolabilecek veya kırılacak "hareketli parçalar" içermez. Renk diskini gövdenin içine doğru oturana kadar itmeniz, testi gerçekleştirmeye hazır hale gelmeniz için yeterlidir. Test sonuçları, sonuç penceresinde kolayca okunabilir.

### Kolayca okunan sonuçlar

CHECKIT® komparatör gövdesinin arka tarafındaki difüzör paneli, ışığın iki kuvvet arasında eşit olarak dağıtılmasına yardımcı olur. Bu, kesin bir renk eşleşmesi elde etmeyi kolaylaştırır ve kullanıcıya, numune-deki olası bulanıklıkları görsel olarak dengelemede yardımcı olur.

### Sürekli gradyan

CHECKIT® diskleri, direkt renk eşlemeyi/ayarlamayı mümkün kılan sürekli bir gradyana sahiptir; sonuçta, iki renk standardı arasında ekstrapolasyon uygulanması gerekmez.

## Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Halka Açık Havuz | Havuz Hizmetleri | Yerel Havuz

## Uygulama

Atık Su Arıtma | Dezenfeksiyon Kontrol | Havuz Suyu Kontrol | Kazan-Suları | Soğutma Suları

## CHECKIT® komparatör su dengesi 5'i 1 arada klor DPD/pH/siyanür asidi/kalsiyum sertliği/alkalite m

CHECKIT® komparatör test kitleri, su analizine yönelik hassas, kullanımı kolay test kitleridir. Ayırıcı küvete ekleyin, diski, hazırlanan su numunesinin rengine karşılık gelene kadar döndürün ve konsantrasyon değerini okuyun.

## Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı	Kimyasal Metod
Alkalinity-m	20 - 800 mg/L CaCO <sub>3</sub>	
Chlorine HR T	0 - 4 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
Cyanuric acid	20 - 200 mg/L CyA	
Hardness, calcium	20 - 800 mg/L CaCO <sub>3</sub>	
pH value T	6,5 - 8,4 pH	Fenol Kırmızısı

## Teslimat Kapsam Metni

- Standart optik ile CHECKIT® Karşılaştırıcı
- CHECKIT® Disk pH'ı
- CHECKIT® Disk Kloru DPD
- 3 küvet plastik, kapaklı 10 ml
- DB 513 Plastik Hazneli Küp, 100 ml
- Plastik santrifüj tüpleri
- Yuvarlak şişe 100 ml
- MINIKIT siyanürik asit şırıngası
- Plastik karıştırma çubuğu 10 cm
- Fırça, 105 mm
- Ölçüm kabı, 100 ml
- 100 tablet reaktif DPD No. 1 Hızlı
- 100 tablet reaktif DPD No. 3 Hızlı
- 100 tablet reaktif Fenoled Rapid
- 100 tablet reaktif CyA testi
- 100 tablet reaktif ALK TESTİ
- 100 tablet reaktif CALTEST
- Kullanım kılavuzları
- Garanti Bilgileri
- durumunda

Başlık	Ürün No
Plastik küvet, 13,5 mm tabaka derinliği, gri kapaklı, 10'lu set	145500
Plastik küvet, 13,5 mm tabaka derinliği, gri kapaklı, 5'li set	145505
Plastik küvet, 13,5 mm tabaka derinliği, gri kapaklı, 100'lü set	145510
10 yuvarlak küvet için küvet Ø 16 mm	418957

---

**Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

**The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

**Tintometer China**

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

**Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

**Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

**Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

**Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

**Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya