

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Test paketi çinko LR

Testing with the colour disc in many applications



- Kolay kullanım
- Kesin ayıraç dozajı
- Ayıraç tabletlerinin 5 veya 10 yıllık minimum kullanım süresi
- Yüksek analiz doğruluğu

Ürün No: 147840

Adım adım kılavuzlar

Çok dilli kullanım kılavuzları, kimyager olmayan kişilerin de güvenilir ve kesin ölçümleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için testin nasıl gerçekleştirileceğın çizimlerle anlatan adım şeklinde bir kılavuz içerir.

Geniş parametre seçenekleri

Birçok parametre için pek çok ölçüm aralığı ve metot mevcuttur. Ek test parametreleri, ek diskler ve ayıraçlar satın alınarak eklenebilir; tüm testler için aynı komparatör gövdesini kullanın.

Tek parçalı komparatör gövdesi

Tek parçalı komparatör gövdesinin sağlam tasarımı, kaybolabilecek veya kırılacak "hareketli parçalar" içermez. Renk diskini gövdenin içine doğru oturana kadar itmeniz, testi gerçekleştirmeye hazır hale gelmeniz için yeterlidir. Test sonuçları, sonuç penceresinde kolayca okunabilir.

Kolayca okunan sonuçlar

CHECKIT® komparatör gövdesinin arka tarafındaki difüzör paneli, ışığın iki küvet arasında eşit olarak dağıtılmasına yardımcı olur. Bu, kesin bir renk eşleşmesi elde etmeyi kolaylaştırır ve kullanıcıya, numune-deki olası bulanıklıkları görsel olarak dengelemede yardımcı olur.

Sürekli gradyan

CHECKIT® diskleri, direkt renk eşleşmeyi/ayarlamayı mümkün kılan sürekli bir gradyana sahiptir; sonuca, iki renk standardı arasında ekstrapolasyon uygulanması gerekmez.

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Test paketi çinko LR

CHECKIT® komparatör test kitleri, su analizine yönelik hassas, kullanımı kolay test kitleridir. Ayırıcı küvete ekleyin, diski, hazırlanan su numunesinin rengine karşılık gelene kadar döndürün ve konsantrasyon değerini okuyun.

Teslimat Kapsam Metni

- CHECKIT® diski
- Ortalama 30 analiz için kullanılabilen ayıraçlar
- 2 küvet
- Aksesuar
- Kullanım kılavuzu
- İhtiyaç duyulan ana cihaz CHECKIT® komparatör diski, Sipariş No.: 145000 veya 145010

Başlık	Ürün No
Plastik küvet, 13,5 mm tabaka derinliği, gri kapaklı, 10'lu set	145500
Plastik küvet, 13,5 mm tabaka derinliği, gri kapaklı, 5'li set	145505
Plastik küvet, 13,5 mm tabaka derinliği, gri kapaklı, 100'lü set	145510
10 yuvarlak küvet için küvet Ø 16 mm	418957