

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Orto fosfat test kiti PO-3

Kazan, soğutma ve kullanım suyunun tespit edilmesi



- Hızlı nicel tespit
- Kazan, soğutma ve kullanım suyunun incelenmesi için
- Alan ve laboratuvar incelemeleri mümkündür
- Uygun maliyetli ekleme üniteleri sayesinde ekonomiktir

Ürün No: 2418544

Orto fosfat test kiti PO-3

Bu test kitleri, özel olarak kazan, soğutma ve kullanım suyunu incelemek için geliştirilmiştir. Burada hem kolorimetrik, hem de titrimetrik metotlar kullanılır. Her kit, sıvı veya toz halinde gerekli tüm kimyasal maddeleri ve yardımcı maddeleri içerir. Ayrıntılı kılavuzda, analiz prosesi adım adım açıklanmıştır.

Ürünler, sağlam ve kompakt bir plastik ambalaj içinde teslim edilir. Tabii ki tüm test kitleri için uygun maliyetli ekleme ayıracıları mevcuttur.

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Phosphate (ortho)	2.5 - 25 mg/L PO ₄ ³⁻

Teknik Veri

Boyutlar	157 x 135 x 55 mm
Ambalajlı Ağırlık	137 g