

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Legionella Industrial EU Test Kit

Dünyanın En Hızlı *Lejyonella* Testi



- Hızlı, kolay ve doğru
- Sonuçlara sade 25 dakikada ulaşabilirsiniz!
- *Lejyonella* önleme ve arıtma protokollerinin performansını doğrular
- *Lejyonella* tespitine yönelik test kitleri, hem su esaslı hem de biyofilm olarak temin edilebilir

Ürün No: 56B006106

Lejyonellalar, akciğer iltihabının ölümcül olabilen bir formu olan Lejyoner hastalığının nedenidir. *Lejyonellalarla* mücadeleyle yönelik dünya çapında direktifler mevcuttur.

İçme suyu yönetmeliğinin revizyonu çerçevesinde, açık su sistemlerinde tehlikeli düzeyde *Lejyonella* çoğalması tehlikesini minimuma indirmek için haftalık ve aylık olarak test edilmesi gereken ana parametreler belirlenmiştir.

Lejyonellaya karşı koruma sağlamak için kullanılan Lovibond® "L8" test kitleri, haftalık ve aylık denetim için önerilen tüm testleri içerir.

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Legionella Industrial EU Test Kit

Lejyonella test kiti, bir su numunesindeki *Lejyonella* bakterilerini tespit etmek için kullanılır; çevrimiçi uygulamalar ve çok sayıda endüstriyel uygulama için idealdir.

Bu test metodunda, doğrudan öngörülen numune noktası bağlantı elemanlarına sabitlenen içi boş lif filtreleme modülü kullanılır (hem 1/2", hem de 3/4"lik bir iç dişli bağlantı elemanı öngörülmüştür). Filtrelenen numune, testin hassasiyetini artırır.

Bu filtreleme adımı pompa gerektirmez; filtrasyon işlemi gerçekleştirilmek için numune noktası bağlantısını su sistemine (örn. bir duş başlığı veya bir çevrimiçi numune noktası) bağlamanız ve sistem basıncını kullanmanız yeterlidir. Doldurmaya hazır enjektörler, gerekli geri kazanma tamponunu içerir, böylece hiçbir çözeltinin ölçülmesi veya seyreltilmesi gerekmez.

Test, 30-35 dakikada (numune hazırlama süresi dahil) elde edilen sonuçlarla, su sistemi koşullarının hemen anlaşılmasına ve buna uygun bir reaksiyon gösterilmesine olanak sağlar. Düzenli kullanım, *Lejyonella* kontrol metodunuza olan güveni artırır ve salgın ve hukuki uyumsuzluk riskini azaltır!

Algılama limiti

1,000 / 10,000 CFU/l

Test Sayısı

5

Teslimat Kapsam Metni

- Dispenser pipetleriyle birlikte 5 test stripi
- Geri kazanma tamponu ile birlikte 5 enjektör
- Numune toplama camı
- 5 tek kullanımlık filtre
- İç dişli numune alma elemanı
- Derecelendirme ölçeği
- Kullanım kılavuzu
- Taşıma çantası

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya