

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Hidrojen peroksit test stripi

For fast determination with chemical reaction



- Tehlikesiz
- Hızlı
- Her zaman elinizin altında
- Yarı nicel

Ürün No: 56S000850

### Sanayi

Diğer Sanayiler

### Uygulama

Dezenfeksiyon Kontrol | Soğutma Suları

### Hidrojen peroksit test stripi

Sonuçlar Test stripleri, ayıraçlar veya tabletler kullanma masrafı olmaksızın hızlı ve temiz sonuçlar sağlar. Bu bileşenler; kolay kullanım, daldırma ve karşılaştırma özellikleri ile, öncelikle hızın ve basitliğin önemli olduğu uygulamalar için popüler bir seçenektir.

### Ölçüm Aralığı

Test Name

Hydrogen Peroxide test strips

Ölçüm Aralığı

0.5 - 100 mg/L H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>