

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## pH stripleri pH 4,5-10 plastik

For fast determination with chemical reaction



- Tehlikesiz
- Hızlı
- Her zaman elinizin altında
- Yarı nicel

Ürün No: 56S001090

### Sanayi

Diğer Sanayiler

### Uygulama

Soğutma Suları

### pH stripleri pH 4,5-10 plastik

Sonuçlar Test stripleri, ayıraçlar veya tabletler kullanma masrafı olmaksızın hızlı ve temiz sonuçlar sağlar. Bu bileşenler; kolay kullanım, daldırma ve karşılaştırma özellikleri ile, öncelikle hızın ve basitliğin önemli olduğu uygulamalar için popüler bir seçenektir.

### Ölçüm Aralığı

Test Name

Ölçüm Aralığı

pH

4.5 - 10 pH