

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Kit de prueba compactos para piscinas cloro LR/bromo/pH en minimaletín

The focus on various parameters simultaneously



- Manipulación sencilla
- Diseño futurista
- Las tabletas RAPID se disuelven rápido
- Máxima precisión

Referencia No: 157700

Asequible

El kit de prueba de piscina es la variante básica económica para los análisis de agua.

Variable

Las diferentes versiones del Pool Test Kit le permiten la verificación de distintos parámetros. Las combinaciones posibles son, p. ej., cloro +pH, bromo+pH, oxígeno activo+pH o biguanida (PHMB)+pH.

Listo para el uso de inmediato

Recibirá los kits de prueba de piscina que incluye las tabletas de reactivo para 20 análisis y las instrucciones, todo empaquetado en un minimaletín manejable y transparente. De esta forma no sólo podrá ver el kit de análisis completo, sino que además lo tendrá al alcance de la mano en todo momento.

Industria

Industria naval | ONG | Piscina privada | Servicios para piscinas

Aplicaciones

Control de aguas de piscina | Gestión de desastres

Kit de prueba compactos para piscinas cloro LR/bromo/pH en minimaletín

Perfecto para introducirse en el análisis de agua en el ámbito privado. Mida varios parámetros simultáneamente.

Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Bromo	0.2 - 6.8 mg/L Br ₂
Cloro	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Volumen de suministro

- **Kit de prueba para piscinas en blíster o minimaletín**
- **Instrucciones de operación**

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España