

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### MINIKIT AF 422, Ácido cianúrico, 20-200 mg/L

Pruebas rápidas versátiles para una amplia gama de aplicaciones



- Manipulación sencilla y dosificación exacta
- Durabilidad mínima de 5 años de las tabletas en papel de aluminio
- Alta precisión de los análisis
- Envío sin problemas

Referencia No: 414220

#### Distintos procedimientos de pruebas

Para los MINIKIT hay distintos métodos de pruebas disponibles: seleccione entre el método de prueba manual, el método turbidimétrico, el método por recuento de tabletas o el llamado Speedtest.

#### Uso intuitivo

No importa si es un profesional o un lego: con el MINIKIT obtendrá resultados impecables y seguros.

#### Larga duración

Los reactivos empleados en los MINIKIT tienen una durabilidad de 5 años. Y lo mejor es que no cuentan con ninguna restricción de transporte.

#### Listo para su uso

En el volumen de suministro se incluyen, además del kit de análisis en una caja con tapa, un recipiente de medición, el accesorio necesario y tabletas de reactivo para 30 pruebas aprox.

#### Industria

Industria naval | Municipios | Piscina pública | Servicios para piscinas

#### MINIKIT AF 422, Ácido cianúrico, 20-200 mg/L

Son fáciles de usar y están diseñados para los ámbitos de aplicación más variados de los análisis de agua.

Gracias a los distintos métodos de prueba, los MINIKIT son un socio fiable.

#### Rango de medición

| Test Name       | Rango de medición |
|-----------------|-------------------|
| Ácido cianúrico | 20 - 200 mg/L CyA |

# Volumen de suministro

- Kit en caja con tapa
- Tabletas de reactivo para una media de 30 análisis
- Recipiente de medición
- accesorios necesarios
- Instrucciones de operación

| Título                  | Referencia No |
|-------------------------|---------------|
| Cepillo, 11 cm longitud | 380230        |

**Tintometer GmbH**  
Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemania

**The Tintometer Limited**  
Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

**Tintometer China**  
9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

**Tintometer South East Asia**  
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malasia

**Tintometer Brazil**  
Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

**Tintometer Inc.**  
6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Estados Unidos de América

**Tintometer India Pvt. Ltd.**  
Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

**Tintometer Spain**  
Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
España