

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



MINIKIT AF 434, Sulfito, 2-50 mg/L Na₂SO₃

Kit de prueba de titulación para sulfito de rango bajo



- Los reactivos en tableta prolongan la vida útil de los kits de prueba y hacen que la dosificación de reactivos sea fácil y precisa
- Se suministra listo para usar con reactivos y accesorios
- Instrucciones simples, disponibles en 8 idiomas

Referencia No: 414340

Procedimientos sencillos con dosificación exacta de reactivos

La dosificación de comprimidos es sencilla, precisa y segura. Simplemente empuje la lámina a través de la lámina de aluminio de grado farmacéutico hacia el tubo de titulación.

Procedimientos intuitivos

Los MINIKIT están diseñados para su uso tanto por profesionales como por usuarios no técnicos. Los procedimientos son simples y fáciles de seguir, lo que garantiza que todos logren resultados confiables y sin errores.

Larga vida útil

Los reactivos en tabletas utilizados en los MINIKIT tienen una vida útil de hasta 5 años. Y lo mejor de todo: no están sujetos a ninguna restricción de transporte.

Se suministra listo para usar

Todos los MINIKIT se suministran en un estuche portátil, lo que facilita la prueba en el campo y mantiene los suministros organizados. Los kits se suministran con los accesorios necesarios y las tabletas de reactivos.

Industria

Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria |
Industria farmacéutica | Industria naval | Industria química |
Otras industrias

MINIKIT AF 434, Sulfito, 2-50 mg/L Na₂SO₃

El MINIKIT de sulfito de rango bajo se utiliza para detectar el nivel de sulfito en una muestra de agua en el rango de 2 a 50 mg/l de sulfito como Na₂SO₃.

Lovibond® ha reemplazado la solución de titulación líquida y el indicador con tabletas de reactivos, lo que hace que la dosificación de reactivos sea simple, exacta y segura. Con esta prueba, las tabletas se agregan a un volumen de muestra definido hasta que se produce un cambio de color inducido químicamente. El resultado final se calcula a partir del número de comprimidos necesarios para que se produzca el cambio de color.

Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Sulfito, low	2 - 50 mg/L Na ₂ SO ₃

Volumen de suministro

- Kit en caja con tapa
- 20 x Sulfite No. 1 Tablets
- 100 x Sulfite LR No. 2 Tablets
- Recipiente de medición
- Instrucciones de operación

Título	Referencia No
Cepillo, 11 cm longitud	380230
Recipiente de plástico, graduado 100 ml, con tapa	385130

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China
9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España