

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Pooltester Biguanide-PHMB/ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>/pH Peroxyde d'hydrogène 5-50 mg/L H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> PHMB 10-100 mg/L

Les assistants rapides pour l'analyse des piscines



- Facile à manipuler
- Design futuriste
- Les pastilles RAPID se dissolvent rapidement
- Exactitude maximum

Code: 156100

#### Exactitude élevée des mesures

Les résultats sont affichés avec une grande précision de mesure. Vous obtenez rapidement les résultats escomptés pour agir en conséquence.

#### Intuitif

L'utilisation du testeur est explicite. Et en cas de doute : jetez un œil sur l'emballage et les instructions bien compréhensibles pour remédier aux problèmes.

#### Ergonomique

Le couvercle optimisé en termes d'ergonomie assure la sécurité des prises.

#### Industrie

Piscines domestiques | Services autour des piscines

#### Applications

Contrôle de l'eau de la piscine

#### Pooltester Biguanide-PHMB/ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>/pH Peroxyde d'hydrogène 5-50 mg/L H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> PHMB 10-100 mg/L

Le testeur de piscine permet de mesurer simultanément le produit de traitement de l'eau et le pH.

#### Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Peroxyde d'hydrogène	5 - 50 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH
PHMB	10 - 100 mg/L PHMB

## Contenu de livraison

- Testeur de piscine présenté dans une boîte plastique solide
- Pastilles de réactif pour 20 analyses de chaque type
- Mode d'emploi

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne