

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Incubateur DI10

Pour un développement bactérien contrôlé



Afin de pouvoir comparer les résultats des Dip slides et d'autres tests microbiologiques tels que le Coliform / E-coli Test Kit d'une semaine à l'autre, le temps et la température d'incubation doivent être identiques à chaque exécution du test. Cela permet de toujours garantir une croissance bactérienne contrôlée et uniforme. L'incubateur DI10 permet donc de réaliser une étape importante et nécessaire à l'analyse de l'activité microbiologique dans l'eau. L'incubateur Lovibond® DI10 permet une incubation fiable sur place, en laboratoire ou même en déplacement dans une voiture. Pour l'incubation de dip slides, nous recommandons l'achat du support pour dip slides. Celui-ci offre un support sûr pour 12 dip slides dans le DI10 pendant la période d'incubation.

- Construction solide
- Prévu pour jusqu'à 12 Dip slides ou 10 boîtes de Petri
- Excellente stabilité des températures
- Peut être utilisé en voiture

Code: 56B000701

Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

Fiche technique

Voltage	12 V
Display	1 écran LCD rétroéclairé de 16 bit
Tolérance des températures	± 0.5 °C
Conformité	CE
Dimensions	246 x 215 x 162 mm

Contenu de livraison

- DI10
- Alimenteur
- Kit de câbles d'alimentation (UK, EU & USA)
- Câble allume-cigare & 8 adaptateurs
- Mode d'emploi

Titre	Code
Kit de câbles d'alimentation	176300
Alimentation électrique externe	182049

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne