

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Pooltester Chlorine LR/pH em caixa

The fast assistants for Pool Testing



- Easy to use
- RAPID tablets fast dissolving
- Highest accuracy

Artigo No: 151613

High measuring accuracy

Results are shown with high measurement accuracy. They have a certainty and can counteract if necessary.

Intuitive

Self-explanatory is the operation of the tester. And if you are ever unsure:
A look at the packaging and the intuitively understandable instructions are sufficient to eliminate the ambiguity.

Ergo mixed

The ergonomically optimized lid ensures a secure grip.

Indústria

Piscinas Domésticas

Aplicação

Água de Refrigeração | Alimentos e Bebidas |
Controle de Água de Piscina | Controle de Desinfecção |
Gerenciamento de Desastre | Tratamento de Água Potável

Pooltester Chlorine LR/pH em caixa

Um passo em direção a um futuro sustentável: Pooltester Cl LR, pH está agora disponível em embalagens recicláveis.

O Pooltester permite a medição simultânea do teor de cloro e do valor do pH: encher a água da piscina, adicionar pastilhas Rapid e comparar a mudança de cor com a escala. Isto facilita aos proprietários de piscinas o controle da manutenção da água da sua piscina.

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Cloro	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Texto do Escopo de Entrega

- Pooltester
- Tablet reagents for 20 tests
- Instruction manual

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha